

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nr ref. 51011040 SZAFKA NA PŁUKANKĘ DO OCZU
CEDERROTH EYE WASH CABINET



1 OPIS OGÓLNY PRODUKTU

Opis

Szafka przeznaczona do przechowywania dwóch butelek płukanki do oczu Cederroth Eye Wash do stosowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Szafkę można przykręcić bezpośrednio do każdej pionowej powierzchni, np. na ścianie, w samochodzie, czy przy stole laboratoryjnym. Szafkę należy zamontować w odpowiednim położeniu przed włożeniem do niej butelek z płukanką do oczu. Przezroczysta pokrywa chroni butelki przed kurzem oraz wilgocią.

Butelki z płukanką otwierają się automatycznie podczas próby wyjęcia ich z uchwytów. Odłożenie otwartej butelki z powrotem do szafki nie jest możliwe. Butelki z płukanką do oczu to wyrób medyczny, który posiada oznakowanie CE. Zestaw zawiera luminescencyjną instrukcję przeznaczoną do zawieszenia na ścianie obok szafki.



Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od +2°C do +40°C.

2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania jednostkowego:

<u>Zawartość:</u>	<u>Liczba</u>	<u>Nr ref.</u>
Szafka na płukankę do oczu (pusta)	1	510002428
Płukanka do oczu Cederroth Eye Wash, 500 ml (2 szt.)	1	725200
Luminescencyjna instrukcja do płukania oczu	1	721700

Materiał:

Szafka (zielona obudowa)	ABS, z czego 64% stanowi ABS pochodzący z recyklingu
Szafka (przezroczysta pokrywa)	PC
Butelki z płukanką i tabliczka z instrukcją:	Patrz indywidualne specyfikacje produktu

Wymiary:

Szafka (szer. x wys. x gł. mm)	192 x 296 x 92
Tabliczka (szer. x wys. mm)	250 x 85

Okres przechowywania: 4,5 roku od daty produkcji butelek z płukanką do oczu

3 INFORMACJE NA TEMAT TRANSPORTU

	SZAFKA (pusta)	CU = SKU	Paleta
GTIN:	ND	7310800031023	7312020031890
Zawartość:	ND	1 CU	24 SKU/ warstwa / 3 warstwy
Wymiary (szer. x dł. x wys. mm):	192 x 296 x 92	203 x 179 x 309	800 x 1200 x 1077
Waga brutto:	596 g	2129 g	177 kg
Materiał opakowaniowy:	Papier 8 g Plastik (LDPE) 10 g	Tektura 331 g	-

